

BARÈME DE PASTEURISATION ÉQUIVALENT À 70 °C – 2 MIN*

TEMPÉRATURE (°C)	DURÉE**
60	43 min 29 s
61	31 min 44 s
62	23 min 16 s
63	17 min 14 s
64	12 min 40 s
65	9 min 2 s
66	6 min 50 s
67	5 min 1 s
68	3 min 42 s
69	2 min 43 s
70	2 min
71	1 min 28 s
72	1 min 5 s
73	48 s
74	36 s
75	26 s
76	19 s
77	14 s
78	10 s
79	8 s
80	5 s
81	4 s

82	3 s
83	2 s
84	2 s
85	1 s

** Exemples des barèmes de températures à cœur du produit et de durées du traitement équivalents à un traitement thermique de 70°C à cœur du produit pendant 2 minutes.*

*** Pour une réduction de 6 log de L. monocytogenes*

Z = 7,5 °C; Température de référence : 70 °C